

FEBROMED

Dullstein® Gebärhocker

Geburtsraumgestaltung für die natürliche Geburt



Gestell aus Holz



Gestell aus Alu

Eine Wohlfühl-Atmosphäre für Patienten bieten Geburtsraum-Ausstattungen mit Oberflächen, die eine wohnliche Optik vermitteln und qualitativ hochwertig sind. Die leichte Handhabung und sehr gute Aufbereitung der Gebärsysteme ist zudem von wesentlicher Bedeutung.

Individuell kann bei dem Dullstein® Gebärhocker zwischen dem **Gestell aus Holz** oder dem **Gestell aus Aluminium**, sowie zwischen der Gebärhockerhöhe von 33 oder 38 cm gewählt werden.

Als Polsterfarben stehen die Farben apricot, blau oder mais zur Verfügung, weitere Farben sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.



Vorteile des Dullstein® Gebärhocker mit Gestell aus Alu:



versiegelte Nähte

Kontaminierung der Nahtstellen durch Urin oder Blut wird ausgeschlossen.
Entspricht den höchsten Hygienestandards.



Sicherheit durch **rutschhemmende Gummifüße**



Verputzte Schweißnähte mit einer glatten Oberfläche gewährleisten für die Aufbereitung eine **gute Desinfizierbarkeit.**

Zubehör:



Einlegematte zum Dullstein® Gebärhocker
mit Skai®-Kunstlederbezug.



Fußmatte zum Dullstein® Gebärhocker
mit Skai®-Kunstlederbezug.
Der Hocker findet Platz in der formgerechten
Ausparung der Fußmatte.



Halter zum Dullstein® Gebärhocker
für die Fußmatte.



Pelviball®
auf Grundplatte montiert,
klein, 55 cm Ø (blau) oder
groß, 65 cm Ø (gelb)
In Kombination mit den Gebärsystemen (s. S. 4)
bietet der Pelviball® Sicherheit und Halt für die
Gebärende. Die Fixierung des Gymnastikballs
an der Bodenplatte verhindert ein Wegrollen.



Der Dullstein® Gebärhocker ist kombinierbar mit den Gebärsystemen:



COMBITRAC®

mit fest montiertem Partnersitz, ohne Rückenlehne.
Das platzsparende Gebärsystem Combitrac® bietet Halt und Sicherheit für die Gebärende während der Eröffnungsphase. Dank des integrierten Halteseiles sorgt dieses System für eine hohe Flexibilität im Einsatz, der Standort ist jederzeit frei wählbar. Eine zusätzliche Haltevorrichtung für das Seil wird nicht benötigt.



DUOETTO®

mit fest montiertem Partnersitz und Rückenlehne.
Dieses Gebärsystem ist für den Einsatz am bereits vorhandenen Deckenseil geeignet. Dank seines modularen Aufbaus erlaubt dieses System den leichten Austausch des Gebärhockers und des Pelviball®.




MULTITRAC®

mit fest montiertem Partnersitz.
Mit diesem Gebärsystem wird für die optimale Entspannung des Beckenbodens durch kreisende Bewegungen gesorgt. Es ist flexibel im Einsatz, da es einen einfachen Austausch der Komponenten Pelviball® und Gebärhocker gewährleistet.



PELVITRAC®

mit Armlehnen, **ohne** Partnersitz.
Dieses Gebärsystem besteht aus Pelviball® und Halteseil. Der modulare Aufbau erlaubt einen leichten Austausch der Komponenten Pelviball® und Gebärhocker.



Alle Gebärsysteme sind leicht verfahrbar.